

Liebe Züchter,

Vielen Dank, dass Sie uns bei unserer Studie zum Thema „Persönlichkeitsentwicklung im Welpen- und Junghundealter“ unterstützen! Im Folgenden habe ich eine Anleitung für die Videoaufnahmen erstellt. Sie sollten sich vorab Gedanken darüber machen wie viel Zeit Sie in die Aufnahmen investieren können – haben sie bsp. nicht die Zeit jeden Welpen/den ganzen Wurf zu filmen (z. B. auch bei großen Wurfzahlen) dann würfeln sie selbst die Kandidaten aus (wenn möglich bitte Hündinnen und Rüden in gleicher Zahl) und filmen Sie nur diese Welpen (hierbei ganz wichtig natürlich bei der Auswahl der Welpen zu bleiben!)

- Am Anfang – von Tag 0 bis die Welpen „mobil“ werden – platzieren Sie die Videokamera am besten so, dass das Bild auf alle Welpen gerichtet ist (also grob die Wurfkiste abbildet und kein Welpen aus dem Bild robben kann) und filmen die Welpen 3 Std. am Vormittag und 3. weitere Std. am Nachmittag.
- Wenn die Welpen aktiv werden und ihr Aktionsradius größer, sodass es unmöglich wird alle Welpen auf ein Bild zu kriegen kommt ein neues Protokoll zum Einsatz: konzentrieren Sie sich jetzt beim filmen auf 1 Welpen und lassen Sie diesen Welpen für 5 min nicht mehr aus den Augen – nachdem diese sogenannte „Fokustieraufnahme“ im Kasten ist, filmen sie den nächsten Welpen wieder 5 min und so weiter, bis alle Welpen aufgenommen wurden.

Damit die Aufnahmezeiten für alle Welpen in etwa ausgewogen sind, schlage ich folgendes Schema vor: am 1. Tag wird Welpen 1 5 min gefilmt, danach 5 min Welpen 2, Welpen 3 usw. Am nächsten Tag beginnen Sie zum selben Zeitpunkt und filmen zuerst Welpen 2 5 min, dann Welpen 3 und zum Schluss Welpen 1. So wechseln Sie täglich durch, sodass wir schließlich jeden Welpen zu jedem Zeitpunkt auf Video haben.

Zwischen den Fokustieraufnahmen sollte die Kamera einmal langsam durch den Auslauf „schwenken“ (sodass alle Welpen in etwa erkennbar sind) – diese sogenannte „Scan-Methode“ liefert uns eine Momentaufnahme der Verhaltenszusammensetzung von der ganzen Gruppe.

Tipp: Legen Sie die Beobachtungsreihe zu Beginn fest und halten Sie sich daran sonst sind Sie evtl. versucht, Welpen als Fokustiere auszuwählen, die gerade auffällig aktiv sind und wir verpassen die soziopositiven Interaktionen dieser Tiere in ruhigeren Momenten. Befolgen Sie die festgelegte Reihenfolge, so kommen Sie nicht durcheinander und wir haben am Ende ausgeglichene Datensätze.

Ganz wichtig: striktes Beibehalten der Methodik wäre wünschenswert aber sollte mal was schief/durcheinander gehen ist das kein Problem solange Sie den Fehler vermerken!

Ideal wäre es wenn dieses Prozedere 1x am Tag klappt, sodass wir in etwa 7 Fokusaufnahmen pro Welpen und Woche haben. Alternativ können Sie aber auch alle 3 Tage filmen oder an 1 Tag in der Woche. Je mehr Material wir haben, desto besser natürlich aber es muss für Sie selbstverständlich umsetzbar bleiben, wir freuen uns also über jede Minute ☺

Wenn Sie unsicher sind rufen Sie einfach an oder schreiben mir eine Email!

Vielen Dank für Ihre Mühe!

Larissa von Scotti

email: larissa.scotti@yahoo.de; Tel.: 0177 6118734